


Färgkarta

STANDARD | ECO







Standard






BRANDSÄKERT OCH SLITSTARKT MATERIAL

JÄMN OCH SLITTÅLIG PLASTBELÄGGNING I KOMBINATION MED TÖJBAR TRIKÅVÄV AV HÖG KVALITET



AIRPOR



ETNIC



KOMFORT



COMPACT



Små skillnader i färg och struktur beror på produktionen och kan inte uteslutas; sådana skillnader är därför inte föremål för klagomål.

INNOVATIVT BIO-SYNTETISKT MATERIAL

TILLVERKAT AV NATURLIGT OCH FÖRNYELSEBART RÅMATERIAL

Starkt, miljövänligt och framtidssäkert är ord som beskriver det bio-syntetiska produktsortimentet. Över 80 % av de komponenter som används består naturliga och förnyelsebara råmaterial. Materialet är därmed ett alternativ för dem som vill undvika konventionella syntetmaterial.

I denna ovanliga produkt har konventionella mjukgörare innehållandes ftalater ersatts av en ny typ av mjukgörare, baserade på förnyelsebara råmaterial. Materialet innehåller till viss del även ekologisk bomull som uppfyller GOTS högt ställda standard.

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Ca 50 % förnybart råmaterial (16 % ekologisk bomull), ca 30 % naturligt baserade råmaterial, ca 20 % råmaterial baserad på råolja. Miljövänlig, uppfyller Öko-Tex Standard 100, uppfyller Medicinal Devices Act (DIN EN ISO 10993-5+10), flamhärdig (EN 1021-1+2, BS5852-0+1).

Små skillnader i färg och struktur beror på produktionen och kan inte uteslutas; sådana skillnader är därför inte föremål för klagomål.



Specifikationer

MATERIAL

Kombination av en jämn och slittålig plastbeläggning och en töjbar trikåväv av hög kvalitet.

EGENSKAPER

Brandsäker, hållbar, ljusäkta, slitstark, enkelt att rengöra, motståndskraftig mot desinfektionsmedel.

FLAMSKYDD OCH CERTIFIERING

STANDARD

MVSS 302, ISO 3795, DIN 75200, EN 1021 T.1+2

ECO

EN 1021-1+2, BS5852-0+1



RENGÖRING

Rengör regelbundet för att förlänga materialets livslängd. Fläckar orsakade av olja, fett, black, blod, urin eller organisk syra måste avlägsnas omedelbart. Rengör med ljummet vatten eller en varm och mild tvål och en mikrofiberduk. Använd inte lösningsmedel, klorider, slipmedel, kemiska rengöringsmedel eller polermedel av vax. Undvik all kontakt med desinfektionsmedel som innehåller jod eller färgämnen, kontrastmedium, elektroddgel etc. Observera att missfärgning orsakad av jeans eller annan textil är undertagna från tillverkargarantin.

DESINFEKTION

Lämplig för ytdesinfektion.



MikronMed
FOCUSED ON MEDICAL LASERS

Industrigatan 58
SE-291 36 Kristianstad

Tel +46 (0)44 21 21 26
Fax +46 (0)44 21 21 79

www.mikronmed.se
info@mikronmed.se

 **GREINER**

Riedbachstraße 5
74385 Pleidelsheim
Tyskland

Tel +49-7144-8112-0
Fax +49-7144-8112-99

www.greiner-gmbh.de
info@greiner-gmbh.de